



# TITAN-PORT



extrakorporale Apherese  
extracorporeal apheresis

**PakuMed**<sup>®</sup>  
medical products gmbh

## TITAN-PORT

**Implantierbares Port-Kathetersystem zur extrakorporalen Apherese**  
**implantable port cathetersystem for extracorporeal apheresis**

Art.-No.	Port							Katheter/catheter		
	Material	Basis/ Base	Länge/ length	Höhe/ Height	Septum Ø	Gewicht/ Weight	Volumen/ Volume ml	French	Material	Volumen/ Volume ml
111260 APH extrakorporale Apherese extracorporeal apheresis	Titan	24 mm	36 mm	17,5 mm	12 mm	22 g	0,6	12	Silikon/ silicone	catheter 60 cm; 2,9

### Empfohlene Portkanülen/recommended port needles:

Art.-No.	Kanülen/needles					Extra
	Ø mm	Länge/Length	Gauge	VE/Unit		
SFN 1320 S	1,3	20 mm	18	25 pcs		mit Schlauch/ with tubing
SFN 1535 G*	1,5	35 mm	17	25 pcs		gerade/straight
DPK 1835*	1,8	35 mm	15	25 pcs		mit Schlauch/ with tubing
DPK 2035	2,0	35 mm	14	25 pcs		mit/with mandrin + needle free adapter

\* Schlauch enthält/ tubing contains PVC + DEHP

**Verwendung von Spezialkanülen zur Punktion ist obligat!**  
**Puncture of port chamber only with special port needles is mandatory!**



#### Set bestehend aus: consists of:

- 1 Titan-Port + Schraube  
*Titan-Port + screw*
- 1 einlumiger Katheter  
*single-lumen catheter*
- 1 Spezialpunktionkanüle  
*special puncture needle*
- 1 Einführbesteck  
*Introducer set*
- 1 Tunnelizer  
*tunnelizer*



  
 PakuMed<sup>®</sup>  
 medical products gmbh

