



Video Implantation
video implantation

TITAN-PORT



Drainage | *drainage*

PakuMed[®]
medical products gmbh

TITAN-PORT

Implantierbares Portkathetersystem zur Drainage von Körperflüssigkeiten im Pleuraraum
implantable port catheter system providing an access facility to the pleura cavity for drainage

Art.-Nr.	Port							Katheter					PZN
	Material	Breite/ Width	Länge/ Length	Höhe/ Height	Septum	Gewicht/ Weight	Volumen/ Volume	Material/ Volume	AD	ID	French	Volumen/ Volume	
111262 DR* Drainage drainage	Titan Titanium	20,6 mm	25,5 mm	16,7 mm	118 mm ²	15 g	1,4 ml	Poly- urethan Poly- urethane	3,35 mm	2,0 mm	10 mit Fischmaulspitze, 10 Seitenlöchern 10 with fish mouth tip, 10 sideholes	72 cm: 2,3 ml	13837550


*inklusive Einführbesteck und Tunnelizer
including introducer set and tunnelizer

Empfohlene Portkanülen/ Recommended port cannulas


Die Verwendung der zugehörigen Spezialkanülen ist obligat!! *Puncture of port chamber only with special port needles is mandatory!*

Art.-Nr.	Kanülen/needles								PZN
	Ø	Länge/ Length	Gauge	Volumen/ Volume	Flow	Punktions- Puncture*	VE/ Unit	Extras	
SFN 1320 S	1,3 mm	20 mm	18	0,31 ml	72 ml/min	~ 3000	25 St./ pcs.	gebogen mit Schlauch und Klemme/Luer Lock <i>bent with tubing and clamp/Luer-Lock</i>	07746257
SFN 1325 S	1,3 mm	25 mm	18	0,31 ml	72 ml/min	~ 3000	25 St./ pcs.	gebogen mit Schlauch und Klemme/Luer Lock <i>bent with tubing and clamp/Luer-Lock</i>	11094033
SFN 1535 B	1,5 mm	35 mm	17	1,0 ml	bei Gravitation/ <i>in gravity 150 ml/min</i>	~ 1500	25 St./ pcs.	gerade mit Luer/Lockansatz mit Schlauch <i>straight with Luer-Lock-Adapter, with tubing</i>	12363624
SFN 1835 B	1,8 mm	35 mm	15	0,5 ml	bei Gravitation/ <i>in gravity 225 ml/min</i>	~ 1000	25 St./ pcs.	gerade mit Luer/Lockansatz mit Z-10 Schlauch <i>straight with Luer-Lock-Adapter, with Z-10 tubing</i>	12363630
DPK 2035	2,0 mm	35 mm	14	0,3 ml	bei Gravitation/ <i>in gravity 300 ml/min</i>	~ 500	25 St./ pcs.	mit Mandrin + Needle free Adapter <i>with mandrin + needle free adapter</i>	02429581

*Punktionshäufigkeit/ Puncture frequency



LATEX FREE
PVC FREE
DEHP FREE



Set bestehend aus: consists of:

- 1 Titan-Port + Schraube
Titan-Port + screw
- 1 einlumiger Katheter
single-lumen catheter
- 1 Spezialpunktionskanüle SFN
special puncture needle SFN
- 1 Einführbesteck/Introducer set
- 1 Tunnelizer/tunnelizer
- 1 Portkanüle/portneedle




 PakuMed[®]
 medical products gmbh

